



南京善本生物科技有限公司

Nanjing Sciben Biotech Co., Ltd

1M Tris-HCl (pH6.8) 说明书

产品简介

该产品一般用于配制 SDS-PAGE 或者 native PAGE 浓缩胶。

成分

编号	名称	规格
P008A	1M Tris-HCl (pH6.8)	100ml
—	说明书	1 份

使用说明

直接使用

保存条件

温室

注意事项

- 1、10%过硫酸铵水溶液不太稳定，应于-20℃条件下保存，同时也要注意保存的时间。
- 2、本产品仅用于科学研究，不可用于临床和诊断，不得用于食品或药品，不可存放于普通住宅内。
- 3、为了您的安全和健康，请穿戴一次性手套操作。

南京善本生物科技有限公司

地址：江苏生命科技创新园 F7 幢

Tel: 025-85300038

Web: <http://www.sciben.com>

产品编号：P008A

生产批号：

