



南京善本生物科技有限公司

Nanjing Sciben Biotech Co., Ltd

Western 二抗稀释液说明书

产品简介

Western 二抗稀释液用于 Western 时二抗的配制和稀释。使用本二抗稀释液稀释和配制的二抗可以在一周内重复使用 2-3 次。

成分

编号	名称	规格
W008A	Western 二抗稀释液	100ml
—	说明书	1 份

保存条件

4°C 保存

使用说明

使用时，取 5ml 二抗稀释液至 50ml 离心管，按照一定的稀释比例注入适量的二抗，轻轻混匀。

注意事项

- 1、本产品仅用于科学研究，不可用于临床和诊断，不得用于食品或药品，不可存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿戴一次性手套操作。

南京善本生物科技有限公司

地址：江苏生命科技创新园 F7 幢

Tel: 025-85300038

Web: <http://www.sciben.com>

产品编号：W008A

生产批号：

