



南京善本生物科技有限公司

Nanjing Sciben Biotech Co., Ltd

Western 封闭液说明书

产品简介

Western 封闭液可以用于 Western 时转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭。封闭后，可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。

成分

编号	名称	规格
W006A	Western 封闭液	100ml
—	说明书	1 份

使用说明

每张膜 5-10 毫升。

保存条件

4℃ 保存

注意事项

- 1、本产品仅用于科学研究，不可用于临床和诊断，不得用于食品或药品，不可存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿戴一次性手套操作。

南京善本生物科技有限公司

地址：江苏生命科技创新园 F7 幢

Tel: 025-85300038

Web: <http://www.sciben.com>

产品编号：W006A

生产批号：

