



南京善本生物科技有限公司

Nanjing Sciben Biotech Co., Ltd

Western 洗涤液（10X）说明书

产品简介

Western 洗涤液（10X）可以用于 Western 时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景，增强信噪比。

成分

编号	名称	规格
W007B	Western 洗涤液(10X)	500ml
—	说明书	1 份

使用说明

使用时，先将洗涤液(10X)稀释为 Western 洗涤液（1X）。每张膜 5-10ml 即可。

保存条件

4℃保存

注意事项

- 1、本产品仅用于科学研究，不可用于临床和诊断，不得用于食品或药品，不可存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿戴一次性手套操作。

南京善本生物科技有限公司

地址：江苏生命科技创新园 F7 幢

Tel: 025-85300038

Web: <http://www.sciben.com>

产品编号：W007B

生产批号：

